



ResMed

AirMini™



Re-escriba sus
historias para dormir



[ResMed.com/ExploreAirMini](https://www.ResMed.com/ExploreAirMini)



Tamaño



real

¿Por qué AirMini es diferente?

Además de ser el CPAP más pequeño del mercado¹, hay muchas razones por las que AirMini no es solo otro CPAP de viaje.




ActiveAir™

Esta tecnología esencial limita el flujo de la terapia al mismo tiempo que aumenta de la presión, lo cual permite que el sistema sea más pequeño, más silencioso y más eficiente, sin comprometer el efecto de la terapia y sin oscilaciones en la presión.



HumidX™

Nuestro sistema de humidificación sin agua permite que el aire exhalado pase a través del HumidX antes de alcanzar la ventilación de la mascarilla. El HumidX actúa como una fuente de humedad durante toda la terapia, lo que ofrece una experiencia de terapia portátil cómoda.²



Aplicación AirMini

Los pacientes pueden descargar la aplicación AirMini en su dispositivo inteligente para controlar una serie de parámetros de comodidad. Los usuarios reciben su puntaje cada mañana y pueden acceder a la información sobre el sueño de los 30 días anteriores, algo que les ayuda a mantener su compromiso con la terapia.

El CPAP portátil que es

¡Por fin, un CPAP portátil confiable! AirMini es una terapia que los pacientes confían de nuestro equipo. Con los mismos algoritmos comprobados y una gama de modos discreta y eficaz, AirMini establece un nuevo estándar. De hecho, más del 80 % de los usuarios prefirieron el del mercado en un estudio reciente.³



estaba esperando

AutoSet™ complemento que ofrece la calidad de
o lider de mercado, el AirSense 10. Al utilizar los
nuevas tecnologías que garantizan una terapia
dar en cuanto al rendimiento de los CPAP portátiles.
n AirMini sobre los dos CPAP portátiles principales



Mascarillas optimizadas para AirMini

AirMini ha sido diseñado para funcionar con nuestra nueva serie 20 de AirFit™ y AirFit P10 para mascarillas de AirMini. Los pacientes pueden elegir entre las opciones faciales, nasales y almohadillas nasales, cada una diseñada para proporcionar una terapia estable y cómoda.



Las mascarillas compatibles incluyen:



AirFit™ F20



AirFit™ N20



AirFit™ P10 para AirMini

Un sistema completo

AirMini es mucho más que un simple dispositivo de presión positiva y continua en las vías respiratorias, es una solución lista para usar que puede llevarse a todas partes. El dispositivo AirMini y su paquete de configuración, las mascarillas AirFit™ optimizadas y la aplicación AirMini brindan a los pacientes todo lo que necesitan para obtener una terapia de alta calidad, estén donde estén. Los accesorios opcionales como el bolso de viaje AirMini hacen que sea aún más fácil para los pacientes llevar su dispositivo adonde sea que vayan.



1 Al 20 de marzo de 2017 **2** actualmente no está disponible cuando se utilizan mascarillas faciales completas **3** Resultados de un estudio independiente en Estados Unidos de 3 noches realizado en 32 pacientes con AirMini de ResMed, Z1 Auto® de HDM y Auto™ Mini CPAP de Transcend, enero-febrero de 2017.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. ActiveAir, AirFit, AirMini, AirSense, AutoSet y HumidX son marcas o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2017 ResMed. 1019957/1 2017-05

ResMed.com