

ONETOUCH[®]

Delica[®] Plus

Lancetas - Caja con 25 lancetas estériles

NUEVAS



Compatible con los dispositivos de punción OneTouch[®] Delica[®] y el **NUEVO** dispositivo de punción **OneTouch[®] Delica[®] Plus**

OneTouch® Delica® Plus

Especificaciones de las lancetas

Uso: Las lancetas OneTouch® Delica® Plus permiten la punción para obtener una muestra de sangre capilar, para ser utilizada en conjunto con el dispositivo de punción OneTouch® Delica® y OneTouch® Delica® Plus.

Descripción: La lanceta OneTouch® Delica® Plus es un dispositivo estéril, la aguja de la lanceta está formada por acero inoxidable, insertada en un cuerpo protector de polietileno de baja densidad, con una tapa de torsión sobrepuesta en la aguja que se retira al momento de ingresar la lanceta en el dispositivo de punción.

Lancetas para uso con dispositivo de punción sanguínea destinadas para tomar una muestra de sangre capilar. Para el monitoreo de la glucosa en sangre.

Presentación: Lancetas estériles con 25 unidades



MEDIDAS Y PESO DE LA LANCETA

Tamaño:	Largo:	2.8	cm
	Ancho:	0.5	cm
	Alto:	0.2	cm
Peso:	0.354	gr	



MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO CON EMPAQUE

Tamaño:	Largo:	3.5	cm
	Ancho:	3.8	cm
	Alto:	7.2	cm
Peso:	4.007	gr	