

BOMBA DE ASPIRACIÓN 7E-C Yuwell



yuwell

La bomba de aspiración 7E-C es un producto de última generación que trabaja sin aceite manteniendo el ambiente libre de contaminación.

- Adecuado para aspiración de flema en la garganta de pacientes enfermos, en coma o durante una operación.
- Se usa para la aspiración de otros materiales líquidos tales como pus y sangre durante alguna intervención hospitalaria.
- El vaso de almacenaje de líquido viene con un sistema de anti reflujo para evitar la contaminación de las mangueras.
- Su diseño permite un fácil traslado y un uso fácil, seguro de regular gracias a su manómetro de control presión y perilla suave de ajuste.

BOMBA DE ASPIRACIÓN 7E-C

Yuwell

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo	7E- C
Máxima presión negativa	≥ 0,075 Mpa (600 mm Hg)
Rango de regulación negativa	Desde 0,02 Mpa (150 mmHg) (Ajustable)
Tasa de bombeo	15 Litros Por Minuto (600 mmHg)
Dimensiones	37 cms (largo) x 18 cms (ancho) x 28 cms (alto)
Peso neto	4,4 Kg
Consumo eléctrico	90 W
Vaso recolector	1000 ml
Sonido	≤ 65 dB
Certificaciones	CE, ISO13485-9001



BOMBA DE ASPIRACIÓN 7E-C

Yuwell

ACCESORIOS INCLUIDOS



Bomba de Aspiración 7E-C



Frasco Receptor 1000mL



Filtros Antimicrobianos



Manguera



Cable Electrico



Fusibles de Repuestos

ACCESORIOS ADICIONALES

(No incluidos)



Sondas

GARANTÍA

1 AÑO POR DEFECTO DE FÁBRICA

Condiciones para que no sea válida la garantía:

- Utilizar el equipo de manera incorrecta, fuera de las especificaciones descritas en el manual.
- Falta de mantenimiento, de acuerdo al tiempo recomendado.
- Daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
- La garantía no alcance el desgaste normal por uso.