



Comprobable a las nueve semanas

DOPPLER FETAL



Pantalla grande



Prueba exacta



Reducción de ruido inteligente



Uso Médico




Sonido claro



Sonda sensible

18



- 1 Enchufe para auriculares
- 2 Pantalla TFT
- 3 Interruptor de encendido /selección de modo
- 4 V+
- 5 Bocina
- 6 V-
- 7 Manguito
- 8 Compartimiento de batería

Funciones:

- Reducción inteligente del ruido.
- Medición precisa.
- Fácil de operar.
- Radiación cero para la madre y el feto.
- Material ROHS.
- Seguridad de uso.
- Alta sensibilidad y fácil de detectar el corazón fetal.
- Registro opcional de movimientos fetales.
- Gran pantalla digital.
- Baja potencia, apagado automático.

Bluetooth personalizado

Especificaciones:

- Pantalla: LCD 45mmx36mm Rango de medición: 50-210bpm Precisión: ± 2 bpm
- Resolución: lbpm
- Modo de funcionamiento: Transitorio
- Altavoz: $\Phi 50$ mm
- Apagado automático: 60 ± 10 segundos
- Fuente de alimentación: DC 3.0V / DC 3.7V
- Batería: AAx2 (alcalina) / 1000mAh litio
- Frecuencia de trabajo: 3.0MHz (2.0MHz o 2.5MHz opcional)
- Modo de trabajo: Continuo
- Dimensión de la caja de color: 154mmx108mmx59mm
- Peso neto: 257g / 282g (modelo recargable)
- Garantía: 6 meses
- Temperatura ambiente:
- Condiciones normales de trabajo: $5^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
- Transporte y almacenamiento: $-20^{\circ}\text{C}-55^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa:
- Condiciones normales de trabajo: $\leq 80\%$
- Transporte y almacenamiento: $\leq 93\%$



Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group)
 Address: 140 Zhuzhou Rd, Qingdao, Shandong Province, P. R. C.
 Tel: (+86) 532 85832673
 Fax: (+86) 532 81705331
 Email: sales@meditech.cn

MEDITECH[®]
 Advanced Medical Technology

CE 0482