

# NEBULIZADOR 403E Yuwell



El Nebulizador 403E Yuwell diseñado para proporcionar un tratamiento efectivo y eficiente, generando partículas de 3.9 a 5 micrones para inhalar, aliviando los síntomas en un periodo corto de tiempo.


## yuwell

- Diseño elegante y compacto que permite fácil almacenamiento y limpieza.
- Entrega efectiva y eficiente de la medicación.
- Fácil de llevar. Manilla ergonómica, incorporada que permite fácil transporte del compresor
- Pistón de motor que mantiene un rendimiento constante.
- Bajo nivel de ruido, menor a 65 db.

# NEBULIZADOR 403E

## Yuwell

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Partículas Pequeñas



Sin aceite



Silencioso



Modelo	403E
Usuarios	Adultos y Pedriátrico
Funcionamiento	Discontinuo Max. 30 minutos
Tamaño de partículas	0,5- 10 Micrones
Temperatura Funcionamiento	10°C a 40°C
Ruido	≤65 dB
Peso neto	1.6 kg
Fuente de alimentación	AC220V ± 22 V, 50 ± 1Hz
Dimensiones	17.5 x17x11 cm
Peso	2kg

# NEBULIZADOR 403E

## Yuwell

### ACCESORIOS INCLUIDOS



Nebulizador 403E



Mascarilla Adulto y Pediátrica



Tubo Conector



Receptor de Medicamento



Filtro de aire



Cable Eléctrico

### GARANTÍA

6 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA

Condiciones para que no sea válida la garantía:

- Utilizar el equipo de manera incorrecta, fuera de las especificaciones descritas en el manual.
- Falta de mantenimiento, de acuerdo al tiempo recomendado.
- Daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
- La garantía no alcance el desgaste normal por uso.